

INGLÉS (AMERICA DEL NORTE)

**Andafacil Baston con Silla para para Adulto Mayor Extra
Resistente**



Andafacil[®]

www.andafacil.com

INGLÉS (AMERICA DEL NORTE)

Andafacil Baston con Silla para para Adulto Mayor Extra Resistente

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de usar el bastón, asegúrese de que los tornillos del bastón estén bloqueados.
- No exceda la capacidad de carga máxima (330 libras).
- No te pares sobre él.

DESCRIPCIÓN BASTÓN CON ASIENTO

No es necesario instalarlo, desplegado y listo para usar, aleación de aluminio de alta resistencia, gran capacidad de carga, peso ligero y buena calidad.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Mango y asiento: Plástico
Alfombrilla para pies: Goma

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que los tornillos no estén flojos y que cada canica de ajuste de altura sobresalga del orificio 2 mm.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras usa el bastón , debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que los tornillos estén instalados para fijarlo en su lugar.
3. No se suba a la silla.
4. Colóquelo en un terreno plano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COMPONENTE



1. Mango ergonómico
2. Asiento cómodo
3. Pierna ajustable

Tamaño: 32,3-36,8*11,6 pulgadas
Altura total: 32,3-36,8 pulgadas
Tamaño del asiento: 8,46*9,8
Asiento a suelo: 19-22,4 pulgadas

Máx. Carga: 330 libras
Peso : 2,6

Andafacil Baston con Silla para para Adulto Mayor Extra Resistente

MANTENIMIENTO

Después de un período de uso, si alguna parte de la silla está suelta o no está firme, apriete los tornillos manualmente, si la situación sigue siendo la misma, deje de usarla y envíela a nuestro punto de servicio postventa oficial para su inspección.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

PERIODICAMENTE

- Verifique que todos los pernos estén seguros.
- Compruebe si el marco está roto, doblado o deformado.

LIMPIEZA

La caña se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas, el asiento o la ALFOMBRA PARA LOS PIES , ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIA!



Correcto Postura

Equivocado Postura

1. Debes estar acompañado cuando utilices Cane por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco del pasamanos.
5. No apoye la espalda en el pasamanos para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el andador.
9. Revisar siempre los tornillos de sujeción y las soldaduras del pasamano. Si están flojos llévalos a una estación de servicio.

Gracias por su compra. Esperamos que disfrutes de tu Bastón Andafacil con Asiento.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/review



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.