




Andafacil[®]

www.andafacil.com

Andafacil[®] EasyGo Silla de ruedas eléctrica portátil

Manual del usuario



MANUAL DEL USUARIO

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su silla de ruedas eléctrica Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review

Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o al WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.

¡Bienvenido a Tu Andafacil® EasyGo!

¡Gracias por elegir Andafacil EasyGo!

Este manual le guiará sobre:

- Uso seguro
- Instrucciones de funcionamiento
- Consejos de mantenimiento
- Solución de problemas

¡Comencemos!

¡Seguridad ante todo!

 Lea siempre las instrucciones antes de usar.

 Mantenga las manos en el manillar en todo momento.

 Respetar las normas de circulación peatonal.

 Cargue la batería antes de viajes largos.

 No conduzca por pendientes pronunciadas ni escaleras.

 Practique en un área segura antes de usarlo en público.

Conozca su silla de ruedas

Partes principales:

- ✓ Controlador de joystick
- ✓ Asiento y respaldo
- ✓ Apoyabrazos
- ✓ Reposapiés
- ✓ Paquete de batería
- ✓ Ruedas (delanteras y traseras)

Cada parte juega un papel importante en el buen funcionamiento.

Cómo usar su silla de ruedas

- 1 Presione el ****Botón de encendido**** para encender.
- 2 Usa el ****Joystick**** para moverte en cualquier dirección.
- 3 Empuja hacia adelante para avanzar, hacia atrás para retroceder.
- 4 La velocidad se puede ajustar utilizando el ****Control de velocidad****.
- 5 Apague la silla de ruedas cuando no esté en uso.



Deténgase siempre por completo antes de subir o bajar.

Batería y carga

 Conecte el cargador al **puerto de la batería**.

 Cargue hasta que el **indicador se ponga verde**.

¿Primera vez que lo usas? Cárgalo completamente antes de usarlo.

 La carga regular prolonga la vida útil de la batería.

 Evite la sobrecarga o descarga profunda.

Guía de solución de problemas

 **¿Sin energía?** Verifique la carga y las conexiones de la batería.

 **¿No se mueve?** Asegúrese de que los frenos estén desactivados.

 **¿Se detiene de repente?** Verifique que no haya cables sueltos.

 Si los problemas persisten, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

¡Mantenga su silla de ruedas en óptimas condiciones!

 Limpiar periódicamente con un paño húmedo.

 Inspeccione los neumáticos para detectar desgaste.

 Compruebe el joystick y los frenos antes de usarlo.

 Cargue la batería al menos una vez cada dos meses.

 No almacenar en lugares húmedos.

¡Mantenga su silla de ruedas en óptimas condiciones!



Limpiar periódicamente con un paño húmedo.



Inspeccione los neumáticos para detectar desgaste.



Compruebe el joystick y los frenos antes de usarlo.




Cargue la batería al menos una vez cada dos meses.



No almacenar en lugares húmedos.

1. Descripción del producto



MANUAL DEL USUARIO

2.Product parámetros		
Desplegar Tamaño	870*570*870 milímetros	
Tamaño plegable	570*280*660 milímetros	
Máximo capacidad	100 kg	
Motor	tipo	24 V CC sin escobillas Motores
	calificado fuerza	140 W*2
	Voltaje de entrada	corriente continua 24 V
	Sistema de frenos	Electromagnético freno
Batería	tipo	litio batería
	capacidad	10 <u>Ah</u>
	Voltaje de entrada	corriente continua 24 V
cargador	tipo	Americano Norma / Norma europea / Norma austriaca Estándar
	Voltaje de entrada	C.A. 100-220 V, 50-60 Hz
	Producción voltaje/corriente	corriente continua 24 V/2 A
rueda delantera	diámetro exterior	6 Pulgada
	tipo	Sólido neumático
	cantidad	2 piezas
rueda trasera	diámetro exterior	8 Pulgada
	tipo	Sólido neumático
	cantidad	2 piezas
Máxima capacidad de escalada		8 grados
Máximo kilometraje		15 kilómetros
Máximo Velocidad		6 kilómetros por hora
Otro	Flash.	
	Bluetooth	
	USB	

3. Información sobre interferencias de la batería

ADVERTENCIA

Es importante leer y comprender los posibles efectos de las interferencias electromagnéticas.

Sobre sillas de ruedas eléctricas. Este capítulo explicará a los usuarios los problemas causados por las interferencias electromagnéticas conocidas, para ayudarles a comprender y tomar las medidas de protección necesarias para evitar o minimizar los riesgos. Parte del contenido trata sobre accidentes que pueden ocurrir en determinadas circunstancias o condiciones.

Interferencia electromagnética de ondas de radio

Las sillas de ruedas eléctricas son susceptibles a interferencias electromagnéticas provenientes de fuentes como la energía electromagnética emitida por estaciones de radio, televisoras, transmisores de radio, radios bidireccionales y teléfonos móviles. La interferencia de estas ondas electromagnéticas puede provocar que los frenos de la silla de ruedas eléctrica fallen o pierdan el control, provocando que se mueva por sí sola o pierda el control direccional. También puede causar daños permanentes al sistema de control de la silla de ruedas eléctrica. La capacidad del producto para resistir interferencias electromagnéticas y daños es particularmente importante. Esta silla de ruedas eléctrica ha superado la prueba de interferencia electromagnética con una resistencia de 20 V/m al salir de fábrica. Tiene una alta capacidad antiinterferente y puede resistir algunas interferencias electromagnéticas radiadas comunes en la vida diaria.

MANUAL DEL USUARIO

AVISO

1. Aunque esta silla de ruedas eléctrica cuenta con protección antiinterferencias, los usuarios deben cumplir con las siguientes normas al usarla. Evite operar transceptores portátiles, receptores, radios de banda ciudadana (CB) u otras radios, así como encender dispositivos personales cuando la silla de ruedas eléctrica esté encendida. Equipos de comunicación como teléfonos móviles, etc.
2. Intente evitar acercarse a fuentes de emisión de ondas de radio, como estaciones de radio, estaciones de televisión, etc.
3. Si se produce un movimiento incontrolado o se detiene, apague el aparato a tiempo. Contacte con el fabricante.
4. No realice ninguna modificación a esta silla de ruedas eléctrica por su cuenta, incluida la adición o eliminación de accesorios, para evitar la reducción de su capacidad antiinterferencias.


MANUAL DEL USUARIO

1. Desempaquetado

El producto embalaje caja contiene a silla de ruedas colocar (incluido batería), a cargador, un controlador y accesorios del vehículo.]


2. Saque la silla de ruedas y gire. en el pedal

Después tomando afuera la silla de ruedas, primero abierto el pedal a él máxima una posición (este paso es muy importante). (Como mostrado abajo)



3. Desplegar la silla de ruedas


Sostener el respaldo marco con uno mano y el asiento marco con el otro mano, y jalar él a ambos lados a el máximo posición. En el mismo tiempo, tú voluntad escuchar a sonido de " chasquido " como las cerraduras de hebilla. (Como mostrado abajo)



4. Restablecer el reposabrazos


MANUAL DEL USUARIO

Voltear la izquierda y bien apoyabrazos adelante hasta ellos son apretado en las ranuras del soporte del reposabrazos bloques a seguro ellos. (Como mostrado en la imagen)




5.Instalar control superior


Primero eliminar el ensamblado liberación rápida manejar del superior control, alinear el tolv en el superior control soporte con el montaje agujero en el reposabrazos tubo (ambos izquierda y bien pasamanos poder ser instalado , elegir de acuerdo a su necesidades), y entonces eliminar el manija de liberación rápida del afuera . Insertar él, instalar el nylon almohadilla y fijación tuerca en el otro lado, y presione el rápido liberar manejar a cerrar es (como se muestra) en la imagen). Finalmente, enchufar en el cableado arnés y cerrar la nuez (por favor pagar atención a alineando la dirección de la flecha al enchufar la interfaz, solamente uno posición poder ser insertado)



Quick release handle




Nylon almohadilla y fijación tuerca
Controlador soporte




6. Ajuste la rueda antivuelco posición

Jalar afuera el cerrar manejar, mover el estabilizador tubo a él posición del frente agujero, y escuchar un sonido de " clic " a reiniciar el cerrar pin. Cuando plegable la eléctrica silla de ruedas, el estabilizador tubo necesita ser equilibrado a él posición de el trasero agujero, el mismo en la izquierda y bien. (Como mostrado abajo)




Rueda antivuelco



7. Operación de plegado

1. Ajuste la rueda antivuelco a la posición de plegado y almacenamiento posición
2. Quitar el superior control parte a través del rápido liberar manejar
3. Tirar la colgante lámina hacia atrás, primero empujar el respaldo adelante a pequeño, entonces comprender el respaldo marco y asiento marco con ambos manos respectivamente, y traer a ellos íntimamente a él posición más cercana. a la más cercana ubicación.
4. Voltrear la izquierda y bien apoyabrazos hacia atrás a el máximo posición.
5. Poner lejos el pedal


MANUAL DEL USUARIO



Doblar cerrar

MANUAL DEL USUARIO

- ☒ ☐ Eliminar el batería para cargando. Jalar el mano correa exterior con la pequeña fuerza a quitar el batería. Cuando Al reinstalar, solo alinee la ranura guía con el guía asiento y empujar él a él abajo. Conectar el cargando cabeza del cargador a él cargando puerto en el atrás del batería (como mostrado en la imagen).



Sigue las instrucciones A continuación para completar la carga:

1. Comprueba él Toma de cargador a Cerciorarse él es no obstruido.
2. Por favor Asegúrese de apagar la fuerza de la eléctrica silla de ruedas.
3. Insertar el cargando enchufar del cargador en el cargando puerto (como mostrado en la imagen), y luego conecte el cargador enchufar En la fuente de alimentación.
4. El rojo indicador luz es en a indicar cargando. Cuando el cargador indicador cambios de luz de rojo a verde, y entonces corsé Cargar para 30 minutos a asegurar el batería es Completamente cargado.

SUGERENCIA

1. El primero tiempo tú deberías usar arriba toda la fuerza en el batería antes a partir de a cargar, de modo que el batería poder ser completamente activado. De lo contrario, el batería vida voluntad ser reducido.
2. A nuevo batería debe ser completamente cargado durante el primero cargar después inicial usar a asegurar eso la batería es completamente activada.
3. Cada cargando tiempo es recomendado a tener 4-6 horas, hasta el indicador luz en el cambio de cargador de rojo a verde.
4. Si él es no usado para a mucho tiempo, cargar la silla de ruedas eléctrica una vez cada dos meses. Si él es fuera de poder para un mucho tiempo, el batería voluntad ser dañado.

MANUAL DEL USUARIO

AVISO

Por favor cumplir por la siguiente norma a evitar peligro cuando cargando:

1. Por favor, utilice el sitio web de nuestra empresa. estándar cargadores. No estándar carga es poder fácilmente causa peligro. Él es estrictamente prohibido cambiar o modificar el cargador circuito sin permiso. La empresa voluntad no ser responsable para cualquier producto o personal accidentes causados por este.
 2. El cargando lugar debería mantener a bien ventilado ambiente, y hacer no exponer él a la luz del sol o ambientes húmedos para cargando.
 3. Nunca cubrir él con cualquier lonas u objetos mientras cargando.
 4. Hacer no cobrar en un entorno bajo cero 10 grados o arriba 50 grados. En este tiempo, el cargador no puedo función Bueno y el batería puede ser fácilmente dañado.
 5. El cargador lo hará hacer a sonido del ventilador cuando cargando. Por favor sentir gratis a usar él. Esta función es para calor disipación.
 6. Este cargador es No es impermeable.
- Hacer no lugar el cargador arriba inflamable objetos para cargando, semejante como aceite, pie pedales o asientos.

ADVERTENCIA

1. Por favor permanecer lejos de fuego fuentes cuando cargando. Fuego fuentes puede causar el batería Atrapar fuego o explotar.
2. Porque se generará gas hidrógeno durante cargando, por favor hacer No fume mientras se carga. Por favor cargue en un lugar bien ventilado lugar.
3. Hacer no instalar o eliminar el cargando enchufe cuando sus manos son húmedo o cuando el enchufe está mojado. Allí es a riesgo de electricidad choque.

MANUAL DEL USUARIO

1.Control panel



1. Pantalla de potencia: Muestra el estado de la batería. Las más luces Encima, cuanto más lleno el batería.

2. Visualización de velocidad: pantallas la velocidad.

3. Remoto control pantalla: inalámbrica remoto control conexión estado.

4. Iluminación mostrar: iluminación estado.

5. Voltaje rango pantalla: actual batería Voltaje y soltero kilometraje valor.

6. Visualización de velocidad: Muestra la velocidad. Las más luces En el más rápido la velocidad. 5 velocidades s en total

7. Llave operación área: el primero uno en la izquierda (controlador encendido / apagada llave), el segundo uno en la izquierda (la velocidad clave de reducción, Mantenga pulsado para entrar en la función de advertencia. destellos de luz, prensa cualquier clave para salida), la segunda derecha (velocidad aumentar llave, largo prensa a doblar en o apagado el inmediato sonido)),

bien uno (corto prensa el cambiar luz, largo prensa la bocina)

8. Dirección control palanca: Manipular la dirección palanca de control a control el dirección y velocidad deíctico silla de ruedas, empujar el control palanca en la dirección tú desear a ir.

MANUAL DEL USUARIO

o Daños al producto.

3. El control palanca es situado detrás el control panel, que poder control velocidad y dirección suavemente. Él es equipado con 360 grados todo terreno movilidad y es fácil a operar. La palanca de control es con resorte y poder automáticamente devolver a es inicial neutral estado.

4. Empujar el control palanca en la dirección tú desear a ir. El control palanca tiene la capacidad Para controlar el conducir proporcionalmente. El mayor que el empujar, el más rápido la velocidad.

5. Si tú desear a lento abajo la silla de ruedas, solo liberar la palanca de mando. La silla de ruedas reducirá la velocidad automáticamente y corregirá la dirección dentro el pequeñísimo rango.

6. Cuando aprendiendo a conducir esta eléctrica silla de ruedas para el primero tiempo, tú deberías elegir a relativamente lenta velocidad a Intentálo y suavemente inclinación el control palanca levemente Adelante. Este ejercicio voluntad ayuda tú Aprenda a controlar una silla de ruedas eléctrica, lo que le permitirá a despacio entender y convertirse familiar

con Cómo controlar la fuerza y con éxito dominar el método de a partir de y parando la eléctrica silla de ruedas

2.Fuente de alimentación

☒ ☐ Enciende el controlador fuerza

Doblar en la fuerza cambiar botón . El panel CONDUJO luces arriba y el zumbador pitidos, indicando que el controlador es encendido normalmente.

☒ ☐ Apaga el controlador fuerza

Prensa la fuerza cambiar botón , Todo CONDUJO luces en el panel son apagado y allá es No salida del controlador.

☒ ☐ Dormir modo

Si allá es No movimiento del joystick. Después de 20 minutos, el controlador voluntad Apaga automáticamente el poder e ingresar dormir modo.


Prensa la fuerza cambiar botón a despertar arriba el control sistema de dormir modo.

MANUAL DEL USUARIO

3. Ajuste de la velocidad de conducción

De acuerdo con el del usuario hábitos y medio ambiente, el usuario poder ajustar el máximo velocidad de

el vehículo. El actualmente seleccionado arriba velocidad es desplegado en el 5° velocímetro



Y tú puedes utilizar la desaceleración botón  y aceleración botón  a ajustar el

velocidad. La velocidad es dividida en cinco etapas, comenzando de 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de el

velocidad máxima, un total de cinco etapas. Velocidad 1 es generalmente 20% de la mamá

máxima velocidad, velocidad 5 es generalmente 100% de la velocidad máxima.

4. Uso de bocina

Corto prensa la bocina botón una vez  , doblar la luz en y apagado una vez,

prensa el cuerno botón largo, el cuerno lo hará Sigue sonando hasta que tu liberar la bocina botón.

5. Batería Disposición de la distribución de energía

El batería fuerza mostrar  es usado a espectáculo eso la fuerza de la

silla de ruedas eléctrica es transformado en. El batería combustible indicador poder también mostrar el actual previsto valor del restante batería poder. Cuando todo verde CONDUJO luces son en, él significa el batería está completamente cargado. Cuando solo el amarillo o rojo CONDUJO luz está encendido, él significa el batería necesita ser acusado. Él Lo mejor es recargar tu batería antes conduciendo largo distancias. Si Sólo el rojo CONDUJO luz es en, él significa que el batería fuerza es en serio bajo, y él es Lo mejor es cargar lo antes posible como posible.

6. Uso del joystick

La dirección de movimiento de la palanca puede controlar la emocionante dirección del eléctrico silla de ruedas.

El movimiento rango de La palanca se determinar la velocidad en cual el eléctrico movimiento en silla de ruedas en eso dirección.

Funcionar el manual palanca de mando hacia arriba: conducir la eléctrica silla de ruedas adelante;

Funcionar el manual balancín derecho abajo: conducir la eléctrica silla de ruedas

hacia atrás; Operar el manual palanca de mando a él bien izquierda: conducir la

eléctrica silla de ruedas a doblar izquierda; Operar el manual palanca de mando a él


derecha: conducir la eléctrica silla de ruedas a doblar bien.

MANUAL DEL USUARIO

Después cualquier ajuste, reparar o mantenimiento, ser seguro a apretar todo adjunto regiones antes usar, de lo contrario lesión o daño puede resultado.

Hacer No gire el electromagnético freno activado o apagado cuando la fuerza es no transformado apagado.

El electromagnético freno poder ser revisado por operante la fuerza cambiar manejar; avanzar a manual modo (que significa eso el electromagnético freno es liberado y las ruedas puede rodar con libertad) o empujar hacia atrás a eléctrico modo (significado eso el electro romántico freno obras y cabellos la gratis laminación de las ruedas), después emprendedor a manual modo, la silla de ruedas poder ser fácil empujado por el cuidador (como se muestra en la imagen)



Diagnóstico del sistema

There is an information diagnostic light on the control panel. When the indicator light turns green, it means there is no fault with this electric wheelchair. When there is a fault condition, it will be reported by the corresponding indicator light flashing.

If the indicator light indicates a fault, you should first turn off the power switch button and then turn it on again.

If the fault is not resolved after turning it on again and the indicator light repeats this error message, please refer to the fault information diagnostic table to help you find possible problems and corresponding solutions.

If the above methods still cannot help you troubleshoot, please contact your dealer. When communicating with the dealer, provide the specific status and information of the fault as much as possible.

1. Introduction

When the product maintenance LED light flashes, it means that an abnormality occurs somewhere in the electric wheelchair. False warning messages from product components may occur in motors, brakes, batteries, wire connections, and the product itself.

The nature of the abnormal condition can be classified based on the diagnosis number. According to the maintenance LED light flashes a few times, pauses, flashes a few more times, and the cycle starts again. The number of flashes is the diagnostic number. For example, if the maintenance LED light flashes four times, pauses, flashes four more times, and starts again, it means that the left motor is abnormal. Flashing five times means the right motor is abnormal.

Depending on the severity of the situation, the power wheelchair may or may not stop driving. There are some circumstances where electric wheelchairs are not allowed to be driven.

2. Fault display instructions and solutions

When a fault occurs, the panel displays the fault code, the triangle warning light flashes, and the buzzer sounds. Common faults and solutions are listed in the table below.

Note: When a fault occurs, only the switch key is effective; the number of flashes of the

MANUAL DEL USUARIO

Sonido y alarma de luz instrucciones	causa de asunto	Solución
1、 Sonido, falla código E1 	Voltaje de la batería es bajo	Cargar para medio una hora e intentar de nuevo.
2、 Sonido, fallo código E2 	La izquierda el cable del motor se cae apagado o la izquierda motora está dañado	Por favor cambiar la izquierda motor cable a el derecho motor; y enchufar él bien yo en el motor izquierdo Si él aún sonidos, el controlador está defectuoso. Gire en la máquina de nuevo. Si la alarma sonidos, el motor o cable (conector es perder) es defectuoso
3、 Sonido, fallo código E3 	La izquierda freno el cable se cae o la izquierda freno es roto	Por favor cambiar la izquierda motor cable hacia bien motor y enchufar el bien En la izquierda. Si Todavía suena, el rodillo de control es defectuoso Si la alarma sonidos después reiniciando, el freno (o embrague es no cerrado) es defectuoso
4、 Sonido, código de falla E4 	El bien motor cable tiene caído o el bien motor es roto.	Por favor cambiar el bien motor cable hacia izquierda motor; y enchufar él En el motor derecho de la izquierda. Si él aún sonidos, el controlador es defectuoso. Gire en la máquina de nuevo. Si la alarma sonidos, el motor o cable (conector es perder) es defectuoso

MANUAL DEL USUARIO

5、 Sonido, fallo código E5 	El bien freno cable ha caído apagado o el bien freno está roto	Por favor cambiar el bien motor cable hacia izquierda motor, y enchufar de eso izquierda a bien. Si él aún sonidos, el controlador está defectuoso. Después reiniciando la máquina, Si hay es una audible alarma, el freno (o embrague es no cerrado) es defectuoso
---	---	--

6、 Sonido, fallo código E6 	Comunicación anomalía entre superior y control inferior	Comunicación entre superior e inferior control es anormal por favor Contacte con el fabricante.
7、 Sonido, fallo código E8 	Controlador falla interna	Si hay es una falla interna en el controlador, por favor contacto el fabricante y devolver a él fábrica para reparar.
8. Error código 	Si el joystick es no en el medio posición, la alarma se iniciará.	Al encender la fuerza, el palanca de mando es no en el medio posición. Devolver la palanca de mando a es original posición. Si la alarma persiste después el joystick se devuelve a la posición y la fuerza se gira en el palanca de mando necesidades a ser recalibrado. Por favor póngase en contacto con el distribuidor, o referirse al control digital parámetro ajuste manual para recalibrar el joystick usted mismo. (Usuarios debe operar el joystick 2 segundos después torneado en el controlador)

¿Necesitas ayuda? ¡Contáctanos!

 Atención al Cliente vía whatsapp
: +52 55 9303 0721

 Email: contacto@andafacil.com

 Sitio web: www.andafacil.com

¡Estamos aquí para ayudarte a
disfrutar de tu movilidad!