



Andafacil[®]

www.andafacil.com

Andafacil Pro – Silla de Ruedas Eléctrica | Moderna, Plegable y Todo Terreno



MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Uso previsto


Se puede usar como sustituto para personas discapacitadas o que no pueden caminar por completo (excluyendo la obesidad).

Modelo, especificación y estructura.

1. El modelo y la descripción del producto se muestran en la siguiente tabla .

Modelo del Producto	Peso máximo del usuario	Tipo de conducción	Diámetro de la rueda motriz
AFSE-2023-BL1	136 kg	Tracción trasera	406 mm (16H)

2. La estructura de la silla de ruedas se muestra en la Imagen 1



- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Respaldo | 7. Maquinaria eléctrica | 13. Soporte de pedales |
| 2. Cinturón de seguridad | 8. anti vuelco | 14. Rueda delantera |
| 3. Pretil | 9. marco de la silla | 15. pedales |
| 4. Almohadón | 10. Tablero de guardia | |
| 5. Batería | 11. Rueda trasera | |
| 6. marco plegable | 12. Controlador | |

3. Diagrama de estructura de silla de ruedas eléctrica

Principales indicadores de desempeño

1. Velocidad máxima: ≤ 6 km/h

2. Rendimiento de frenado de conducción

a) Frenado horizontal en carretera: $\leq 1,5$ m

b) Frenado máximo seguro en pendientes: ≤ 3.6 m (6°)

3. Rendimiento de pendiente permanente: 9°

4. Estabilidad estática: $\geq 9^\circ$

5. Estabilidad dinámica: $\geq 6^\circ$

6. Altura de cruce de obstáculos: ≥ 40 mm

7. Ancho de la zanja de cruce: 100 mm

8. Capacidad de escalada: ≥ 6 .

9. Radio de giro mínimo: 1200 mm.

10. Distancia de conducción teórica: ≥ 10 km.

MANUAL DE USUARIO

4. La función principal

#	Función	Explicación
1	Regulación de velocidad continua	Después del control de velocidad programado, presione 4 velocidades hacia adelante y 1 control de velocidad hacia atrás.
2	Protección contra sobretensiones del controlador	Proteja el controlador en caso de sobretensión de la batería.
3	Protección contra calado del motor	Puede evitar el sobrecalentamiento y los daños causados por el bloqueo del motor cuando se cruza el obstáculo.
4	Aislamiento	La parte aplicada está conectada a la parte activa y la corriente continua entre los dos es inferior a 5 mA.
5	Protección del circuito	Puede proteger el circuito de la sobrecorriente de sí mismo y de la fuente de alimentación externa.
6	Protección de partes eléctricas no aisladas	Asegúrese de que los usuarios no sufran descargas eléctricas o quemaduras al tocar piezas no aislantes.
7	El reposabrazos se puede levantar	Es conveniente para los usuarios subir y bajar del automóvil.
8	cuerpo plegable	Fácil de transportar y almacenar.
9	Rueda antivuelco	Evita que la silla de ruedas se vuelque al conducir por carreteras irregulares.
10	Compatibilidad electromagnética	Se puede utilizar normalmente en un entorno electromagnético y no constituye una perturbación electromagnética para el medio ambiente.

5. Condiciones de trabajo

- Temperatura ambiente: -10°C~40°C;
- Humedad relativa: 25%~95%;
- Fuente de alimentación interna: DC24V.

6. Instalación y puesta en marcha

- La silla de ruedas eléctrica ha sido depurada antes de salir de fábrica. De acuerdo con los requisitos de transporte, algunas partes del producto se descomponen y empaquetan cuando salen de fábrica, por lo que los usuarios simplemente deben instalarlas antes de usarlas.
 1. Abra la caja de embalaje de la silla de ruedas eléctrica y compruebe si falta alguna pieza según el contenido de la lista de embalaje en la bolsa de información.
 2. Tire del marco de conducción hacia la izquierda y hacia la derecha para que el ancho del vehículo sea normal y presione hacia abajo el asiento para que los soportes laterales izquierdo y derecho se inserten en la ranura (el vehículo equipado con el mecanismo de plegado de la manija también necesita prestar atención a la coordinación de sus interfaces).
 3. Instale la rueda antivuelco, sujete los dos parachoques del soporte trasero con la mano e inserte el tubo del soporte en diagonal hacia arriba hasta que los parachoques entren en los orificios correspondientes y queden fijos.

MANUAL DE USUARIO

4. Instale los componentes del pedal izquierdo y derecho, insértelos en el poste de hierro y gírelos hacia adelante hasta que el mecanismo de posicionamiento quede bloqueado; luego afloje los tornillos en la parte inferior de los componentes del pedal, ajuste la altura de los pedales a una posición adecuada y apriete los tornillos nuevamente (vea a continuación).



5. Inserte el controlador con el soporte de montaje hacia atrás en el tubo cuadrado de la cara del reposabrazos y apriete los tornillos después de que la distancia de adelante hacia atrás se haya ajustado correctamente (vea la Figura 3).

6. Desatornille los tornillos en el exterior de la caja de la batería y lea el diagrama de conexión de la batería en la pared interior de la tapa de la caja de la batería. Hay dos cables en la caja de la batería, cables azul y negro en la caja de la batería por un lado y cables rojo y negro en la caja de la batería por el otro lado. Hay líneas azules y rojas en la batería.

El método de cableado de los cables azul y negro en la caja de la batería es:

El cable azul está conectado al poste azul y el cable negro está conectado al poste rojo.

El método de cableado de los cables rojo y negro en la caja de la batería es:

El cable rojo está conectado al poste rojo y el cable negro está conectado al poste azul.

7. Verifique la posición de la manija del embrague del mecanismo eléctrico, es decir, la posición de "apagado" (posición manual) cuando la manija está perpendicular a la rueda; en caso contrario, la posición de "cerrar" (posición eléctrica) (ver Figura 4)



MANUAL DE USUARIO

8. Observe los cables ubicados en la parte inferior del vehículo; si encuentra que los cables cuelgan del suelo, amárrelos con las bridas para cables adjuntas y manténgalos a cierta altura del suelo.

9. Presione el "botón de encendido" para encender el controlador y, al mismo tiempo, se encienden las luces "luz indicadora de energía de la batería" y "visualización de grado de velocidad". La luz indicadora de energía de la batería está encendida para indicar que la silla de ruedas está encendida. Cuanto más encendida está la luz, más suficiente es la potencia; la luz de "visualización de velocidad" tiene 5 niveles, todos encendidos indican la velocidad más alta, y cuanto menos luz, menor es el límite de velocidad (ver figura) 6).

Panel de control

Función descriptiva:

1. Pantalla de energía de la batería
2. Interruptor de arranque eléctrico para silla de ruedas
3. Interruptor de ajuste de desaceleración
4. Cuerno
5. Acelerómetro
6. Interruptor de ajuste de aceleración



Imagen 6 diagrama esquemático de las teclas de función del controlador

10. Después de conectar la alimentación, tire de la palanca de control ligeramente en cualquier dirección y se escuchará el embrague electromagnético en el mecanismo del motor y el sonido de rotación del motor. Con el aumento del rango de tracción de la palanca de control, la velocidad del motor también aumenta (el sonido del motor aumenta gradualmente): tire de la palanca de control hacia la izquierda y hacia la derecha, la velocidad de los motores izquierdo y derecho (es decir, el sonido de los motores izquierdo y derecho) cambiará. Suelte la palanca de control, el embrague electromagnético se liberará y emitirá un sonido, y el motor dejará de funcionar.

11. Cierre la manija del embrague del mecanismo del motor (haga que la manija esté paralela a la rueda), el operador se sienta en el vehículo, enciende el interruptor de alimentación del controlador y opera el vehículo. Actualmente, el vehículo se mueve junto con la dirección de tracción de la palanca de control del controlador. La prueba de funcionamiento debe llevarse a cabo en un lugar plano y de gran espacio para evitar daños al vehículo, a los bienes y al personal causados por la operación no calificada del vehículo por parte del operador.

12. Presione el neumático trasero con la mano para comprobar si la presión de aire es suficiente. De lo contrario, ínflalo inmediatamente. La sensación de inflación es moderada; no infle demasiado para evitar que revienten las llantas (la presión de inflado está clasificada en 40 PASE).

MANUAL DE USUARIO

7. Método de uso

1. Para los usuarios primerizos, se recomienda conducir a baja velocidad para evitar accidentes debido a una operación no calificada.
2. Regulación de velocidad: frente a la palanca de control hay un botón de regulación de velocidad, que el operador puede ajustar según sus propias condiciones.
3. Tire de la palanca de control en la dirección perpendicular a la rueda (el embrague está en la posición "apagado" y el vehículo se puede empujar con la mano).
4. Los reposabrazos de ambos lados del vehículo se pueden girar hacia arriba: es decir, tirar de la manija de posicionamiento en la parte delantera del reposabrazos puede hacer que el reposabrazos se levante para que el operador pueda subir y bajar del vehículo.

8. Carga de la batería

- (1) . La carga de la batería y la fuente de alimentación están interconectadas. Al cargar, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación de la batería, luego se cortará la fuente de alimentación de la batería al sistema de control. Enchufe el enchufe del cargador en el enchufe de la fuente de alimentación de la batería para cargar.
- (2) .Se debe usar un cargador completamente automático de 24 V, 8A (se recomienda usar el cargador producido por Chaowei power supply Co., Ltd.), y se detendrá automáticamente cuando haya suficiente electricidad. Si el tiempo de carga es mayor de 8 horas, el indicador de carga del cargador se vuelve verde, lo que indica que la batería ha llegado a su vida útil y debe ser reemplazada.
- (3). La carga debe evitarse en la luz solar directa o en un entorno de alta temperatura en la medida de lo posible; si la temperatura de la batería supera los 40 °C, la carga debe detenerse inmediatamente. Es mejor cargar el vehículo después de cada uso. Si el producto no se utiliza durante un período de tiempo, la batería debe retirarse y almacenarse por separado. Si no se usa durante mucho tiempo, debe reponerse una vez al mes. Está estrictamente prohibido almacenar la batería en estado de pérdida de energía.

9. Resolución de problemas

El producto alertará sobre el estado anormal del vehículo mediante el parpadeo de la luz LED en el controlador y el sonido de la alarma del ciclo de la bocina. Los primeros dos sonidos de alta frecuencia de la señal de sonido son el sonido de guía y luego el sonido de alarma. De acuerdo con el número y la duración del sonido de la alarma, la falla se puede juzgar y eliminar a tiempo de acuerdo con la siguiente tabla. La siguiente tabla describe los distintos tipos de indicador de energía de la batería y el indicador de velocidad/fallo.

MANUAL DE USUARIO

Estado de alarma por voz

Estado de voz	Significado	Consejos de manejo
Todas las luces LED están apagadas y no hay sonido	La alimentación está apagada o en estado de espera o el sistema está en modo de suspensión. El cable de alimentación está mal conectado y el fusible se ha disparado o se ha quemado.	Compruebe si el cable de alimentación y el impuesto al seguro están conectados correctamente
Todas las luces LED están encendidas	El poder ha estado arriba. El producto se puede usar normalmente después de pasar la autocomprobación de encendido	— —
La luz indicadora de la batería es verde.	Indica potencia suficiente	—
La luz indicadora de la batería es amarilla.	Indica que más de la mitad del consumo de energía	Debería considerar formar no demasiado lejos
La luz indicadora de la batería es roja.	Indica que la batería está a punto de agotarse	La batería debe cargarse lo antes posible.
Parpadea el primer indicador/velocidad	Indica que el motor izquierdo está defectuoso	El motor izquierdo tiene mal contacto o el cable está desconectado
El indicador de velocidad/segundo parpadea	Indica que el motor derecho está defectuoso	El motor derecho tiene mal contacto o el cable está desconectado
El indicador de velocidad/cuarto parpadea	Indica falla del joystick	El joystick no se resetea o se rompe

10. Mantenimiento de rutina

1. El vehículo se utiliza en un entorno de temperatura normal: no debe exponerse a la lluvia para evitar cortocircuitos eléctricos.
2. Debe limpiarse con un paño suave con frecuencia para mantener limpio el vehículo. Si necesita limpiar, primero puede limpiar la superficie con un detergente neutro. Luego use un paño suave para limpiar con agua y séquelo antes de usarlo.
3. El controlador y el mecanismo eléctrico son los componentes principales del vehículo, por lo que deben evitarse las colisiones y la humedad.

MANUAL DE USUARIO

4. Verifique regularmente si los tornillos y las tuercas del vehículo están apretados, si los conectores eléctricos están apagados y si están demasiado cerca del suelo: si tiene alguna pregunta, debe consultar de inmediato a su distribuidor local o llamar al servicio de atención al cliente. horario de servicio telefónico de consulta para garantizar la seguridad en la conducción.
5. Preste atención para comprobar si la batería es suficiente antes de arrancar el vehículo, para no causar molestias a sus actividades.
6. Verifique la presión de los neumáticos con frecuencia para garantizar el uso normal del vehículo.

11. Vida útil

La duración de la batería es de un año.

12. Precauciones de seguridad

1. Está estrictamente prohibido tirar de la manija del embrague cuando el motor está girando durante el funcionamiento, para evitar un desgaste grave de los componentes del motor.
2. Al manipular el mango del controlador, la acción debe ser suave y evitar una fuerza excesiva para evitar dañar el controlador.
3. Está prohibido utilizar vehículos para sillas de ruedas fuera del ámbito de aplicación, como transportar objetos pesados o remolcar otros vehículos.
4. No desmonte el controlador y el mecanismo eléctrico a voluntad. Si hay algún problema, pídale a un profesional que lo repare.
5. Use el cinturón de seguridad cuando use una silla de ruedas. Trate de seguir conduciendo a una velocidad constante. No conduzca en una carretera inclinada para evitar el vuelco de la silla de ruedas.
6. Este producto solo puede transportar a una persona, más de una persona y no se utilizará el usuario cuyo peso sea superior a 136 kg.
7. Si la silla de ruedas se estropea o se daña, debe ser reparada por profesionales o devuelta al fabricante para su reparación.
8. Las baterías que no se pueden usar normalmente más allá de la vida útil deben devolverse al fabricante para su tratamiento, o las baterías viejas deben devolverse al comprar baterías nuevas. Queda terminantemente prohibido disponer de ellos por sí mismos, para evitar la contaminación ambiental.
9. No conduzca por la autopista.
10. Está prohibido reacondicionar sillas de ruedas sin permiso.

13. Contraindicaciones

1. Quedan prohibidos aquellos cuya agudeza visual corregida sea inferior a 0,6.
2. Está prohibido para pacientes con deformidad de miembro superior y trastorno de conducta.
3. Está prohibido para niños y mujeres embarazadas.

14. Transporte y almacenamiento

La silla de ruedas eléctrica debe almacenarse en un ambiente seco y bien ventilado con una temperatura ambiente de $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa de no más del 90 %. Debe evitarse la luz solar intensa en interiores y no debe haber sustancias corrosivas alrededor. La silla de ruedas eléctrica embalada se puede transportar por medios de transporte generales. Se evitará la lluvia, la nieve, las salpicaduras y los choques mecánicos durante el transporte y no se mezclará con artículos corrosivos.

MANUAL DE USUARIO

15. Declaración de garantía de calidad

- Desde la compra de este producto en el plazo de un año, puede disfrutar del servicio de mantenimiento gratuito de la empresa.
- Una de las siguientes condiciones no está incluida en el alcance del mantenimiento gratuito:
 - La falta de uso de acuerdo con los requisitos del manual, daños causados por un mantenimiento y almacenamiento inadecuados.
 - Fallos o daños causados por automontaje, desmontaje y reparación.
 - Otros daños accidentales o causados por el hombre.
- Muestre el certificado de compra y la tarjeta de garantía antes de la reparación. Si los procedimientos no están completos, la empresa se niega a reparar.
- Cuando el producto exceda el período de garantía, nuestra empresa aún le brindará un servicio gratuito y solo cobrará las piezas de repuesto cuando lo repare.
- Si los usuarios lo requieren, la empresa puede proporcionar el diagrama del circuito, la lista de componentes y otros datos necesarios para el mantenimiento del equipo, que los profesionales pueden usar como referencia al reparar el equipo.

16. Lista de partes clave y vulnerables

Número	Nombre	Especificación	Cantidad
1	motor de corriente continua	24V 250W	2
2	Controlador	50A	1
3	Batería	12Ah	2
4	Fusible	0. 5A	1

17. Declaración de compatibilidad electromagnética

Este producto ha pasado la prueba de compatibilidad electromagnética y cumple con el estándar YY 0505 para equipos médicos y restricciones de equipos. Estas limitaciones brindan una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación médica típica.

- Composición del producto (sistema de control eléctrico)

Número de serie	Nombre de la pieza	Especificación del modelo
1	corriente continua	EC82N245325A
2	Batería	12A
3	Controlador	50A

- Cable del producto

Número de serie	Nombre del cable	especificación	Ya sea para bloquear
1	cable de energía	0,75 mm2	No

MANUAL DE USUARIO

3. Rendimiento EMC

Este equipo puede estar sujeto a interferencias de radiofrecuencia causadas por otros equipos médicos y comunicaciones por radio. Para evitar dichas interferencias, este producto ha sido probado de acuerdo con YY0505-2012 y cumple con sus requisitos. Sin embargo, la empresa no garantiza que no habrá absolutamente ninguna interferencia en los entornos de instalación individuales.

Si se encuentra que este equipo está interferido (lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), el usuario (o el personal de mantenimiento calificado) debe tratar de tomar una o más de las siguientes medidas para resolver el problema de interferencia:

- a) Ajuste la dirección o posición del dispositivo afectado;
- b) Aumentar la distancia entre este equipo y el dispositivo emisor;
- c) Utilice otra fuente de alimentación (no la fuente de alimentación utilizada para afectar el dispositivo) para alimentar este dispositivo;
- d) Consulte al proveedor o representante de servicio para otras sugerencias.

El fabricante no es responsable de las interferencias causadas por las siguientes situaciones:

- a) Utilice cables de interconexión distintos a los cables recomendados.
- b) Los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo pueden hacer que el usuario pierda el derecho a operar el equipo.

Todos los tipos de equipos electrónicos pueden causar interferencias electromagnéticas a otros equipos a través del aire u otros cables conectados a ellos. El término EMC (Compatibilidad electromagnética) se refiere a la capacidad de un dispositivo de no verse afectado por la interferencia electromagnética generada por otros dispositivos, sin afectar a otros dispositivos a través de una radiación electromagnética similar. Para lograr completamente el rendimiento de EMC especificado, el usuario debe instalar el producto correctamente de acuerdo con los pasos descritos en el manual. Si hay problemas relacionados con EMC, comuníquese con el personal de mantenimiento.

4. Precauciones para la instalación del producto

5. 1) Utilice el cable de alimentación proporcionado o designado por nuestra empresa. Los productos equipados con un enchufe de alimentación deben conectarse a una toma de corriente fija con protección a tierra.
6. No utilice ningún tipo de adaptador o convertidor (como un convertidor de "tres a dos") para conectar el enchufe de alimentación.
7. 2) Mantenga este dispositivo alejado de otros dispositivos electrónicos tanto como sea posible.
- 3) Asegúrese de utilizar el cable de alimentación proporcionado o especificado por nuestra empresa.
- 4) Siga los pasos para conectar el cable de alimentación.

Notas generales

1) Desarrolle un cable de alimentación que se pueda conectar a este producto. El uso del cable de alimentación proporcionado por nuestra empresa no dañará el rendimiento de EMC de este producto. Si se utiliza un cable de alimentación no especificado, el rendimiento de EMC de este equipo puede verse significativamente reducido.

2) Precauciones para prohibir la modificación del usuario
El usuario no debe modificar este producto, de lo contrario, el rendimiento de EMC de este producto puede disminuir.

MANUAL DE USUARIO

La modificación del producto incluye los siguientes cambios:

Cable de alimentación (longitud, material y cableado, etc.);

b) Instalación/diseño del equipo;

c) Configuración/componentes del equipo;

d) Piezas de protección del equipo (apertura/cierre de la tapa y piezas de fijación de la tapa).

3) Todas las cubiertas deben estar cerradas al operar el equipo. Si la cubierta no está cerrada por algún motivo, asegúrese de apagar el sistema antes de iniciar/continuar la operación.

4) El sistema operativo puede afectar el rendimiento EMC del sistema cuando la cubierta está abierta.

Se espera que la silla de ruedas eléctrica se utilice en el entorno electromagnético que se especifica a continuación, y el comprador y el usuario de la silla de ruedas eléctrica deben asegurarse de que se utilice en este entorno electromagnético.

tabla 1

Directrices y declaración del fabricante emisiones electromagnéticas		
Se espera que la silla de ruedas eléctrica se utilice en el siguiente entorno electromagnético, y el comprador o usuario de la silla de ruedas eléctrica debe asegurarse de que se utilice en este entorno electromagnético:		
Prueba de lanzamiento	Cumplimiento	guía entorno electromagnético
GB 4824RFemisión	1 grupo	Las sillas de ruedas eléctricas utilizan energía de radiofrecuencia solo para sus funciones internas. Por lo tanto, su emisión de RF es muy baja y es posible que no cause ninguna interferencia a las personas cercanas.
GB 4824RFemisión	tipo B	Las sillas de ruedas eléctricas son adecuadas para su uso en todas las instalaciones, incluidos los hogares y las redes de suministro de energía de bajo voltaje públicas residenciales conectadas directamente a los hogares.
GB 17625.1 Emisión armónica	Un tipo	
GB 17625.1 Fluctuación de voltaje/Emisión de flash	conoce a	

MANUAL DE USUARIO

18. Montaje y depuración de silla de ruedas.

1. La caja de embalaje del producto contiene un conjunto de cuerpo, una batería, un par de patas para montar a horcajadas y un cargador.
2. Presione hacia abajo con ambas manos hasta que el vehículo esté completamente abierto (como se muestra en la figura).
3. Inserte un extremo del tubo telescópico del controlador manual en el tubo fijo en el extremo inferior del reposabrazos en el lado derecho del vehículo, ajuste el controlador manual en una posición adecuada y luego bloquee la perilla. cordón hacia atrás para lograr una línea recta. (como se muestra en la imagen)



4. Cuelgue la caja de la batería en la barra colgante de la batería del vehículo y enchufe el enchufe firmemente (como se muestra en la imagen)



5. Inserte el straddle en el conducto fijo del marco (como se muestra en la imagen)



MANUAL DE USUARIO

6. Sostenga el tubo del mango de la silla de ruedas con ambas manos, levántelo hasta que el respaldo esté completamente desplegado y confirme que el pasador elástico esté atascado en el orificio del tubo inferior del mango (como se muestra en la figura) seguro.



7. El uso del embrague

Cuando la silla de ruedas eléctrica falla o la batería se agota y no puede conducir normalmente, la silla de ruedas debe cambiarse al modo manual y empujarse a un área segura. Las operaciones específicas son las siguientes: ① Cambie del modo eléctrico al modo manual: saque las manijas del embrague de la rueda izquierda y derecha y gire la manija para hacer que el bloque de límite se atasque en la pista plana (como se muestra en la figura), suelte la manija para entrar en el modo manual. ② Modo manual a modo eléctrico: gire las manijas del embrague de la rueda izquierda y derecha para hacer que el bloque de límite se deslice en la pista plana y salte automáticamente en la ranura (como se muestra en la figura).



8. Plegado del respaldo

Tire hacia abajo de las llaves de juntas móviles en ambos lados del respaldo (como se muestra en la imagen)

El respaldo está abatido. Sostenga el tubo del mango y levante el manguito.

Cuando escuche un "clic" en ambos lados del tubo del mango, pliegue el respaldo. Asegúrese de confirmar si el reposabrazos y el cuerpo están firmemente instalados antes de su uso.



MANUAL DE USUARIO

9. Como se muestra en la imagen 9

Cuando los dos tornillos de fijación del freno de mano están relajados, la tensión del freno de mano y el ángulo del mango se pueden ajustar a la posición ideal. Apriete los tornillos para fijar el freno de mano (como se muestra en la figura).



10. Cargadores y baterías

El cargador permite cargar la silla de ruedas y el conector del cargador se conecta a la ranura que se encuentra sobre la caja de la batería (como se muestra en la figura).

Siga las instrucciones a continuación para completar el procedimiento de carga

Paso 1: revise la toma del cargador para asegurarse de que no esté bloqueada.

Paso 2: asegúrese de que el interruptor de la silla de ruedas esté apagado.


Paso 3: desconecte el enchufe de alimentación del controlador de la caja de la batería.

Paso 4: enchufe el enchufe de salida del cargador en la ranura sobre la caja de la batería.

Paso 5: cuando la luz verde del cargador está encendida, indica que la batería se ha cargado.

Paso 6: saque el enchufe de salida del cargador de la ranura sobre la caja de la batería.

Cuando la batería está completamente cargada, la batería puede cargarse completamente después de 24 horas. Cuando el cargador esté desconectado de la fuente de alimentación, recuerde desconectar el cable conectado al controlador para no perder energía. Si la silla de ruedas no se carga durante un mes, reduzca la duración de la batería.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su silla de ruedas eléctrica Andafacil

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review

Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@Andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviamos tu regalo.