



ANDAFACIL[®]

www.andafacil.com

Andafacil[®] – Silla de Ruedas Postural Kid Pro para niños con PCI



MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Estructura principal del producto

1. Freno (freno de estacionamiento) 2. Rueda trasera
 3. Ruedas delanteras
 4. Mecanismo de plegado 5. Tubo de empuje
 6. Pedales
 7. Cinturón de seguridad protector tipo "H" 8. Doble la correa de sujeción
1. Freno (freno de estacionamiento) 2. Rueda trasera
 3. Ruedas delanteras
 4. Mecanismo de plegado 5. Tubo de empuje
 6. Pedales
 7. Cinturón de seguridad protector tipo "H" 8. Doble la correa de sujeción



Nota: Antes de sentar al niño, asegúrese de que la silla esté correctamente bloqueada en posición vertical y que los frenos estén bloqueados (véase la figura 2).

A. Despliegue (Figura 1)

1. Desabroche la correa de retracción.
2. Coloque la silla en posición vertical y sujete una de las asas. Tubo (A), presione con fuerza el tubo amortiguador opuesto (B).
3. Presione el tubo del asiento hacia abajo hasta que la silla esté completamente abierta.
4. Presione el soporte de bloqueo hacia abajo hasta su posición totalmente extendida (Figura 2).

MANUAL DE USUARIO



B. Freno (Figura 3)

1. Bloquee los frenos tirando de ambas manetas de freno (A) hacia atrás hasta que la varilla de bloqueo se introduzca en la rueda y la palanca quede bloqueada.

...

2. Para soltar el freno, levante ambas varillas de freno hasta que se separen del neumático.



MANUAL DE USUARIO

C. Placa de pie

1. En su punto más bajo, el pedal debe estar al menos a 2 pulgadas del suelo.
2. Evite ejercer presión sobre los pedales. No levante la silla de ruedas ni el cochecito levantando los pedales.

D. Plegado (Figura 3)

1. Bloquee los frenos (A). Retire al niño de la silla.
2. Retire el cojín del reposacabezas. El reposacabezas de una silla de paseo infantil no se puede plegar cuando está en uso (B).
3. Mueva el pedal hacia un lado.
4. Levante el soporte de bloqueo (Figura 2A) del pliegue central.
5. Sujete el tubo de empuje manual (C), levante ligeramente el centro del asiento, levante la parte central delantera del cojín del asiento y coloque todo el vehículo en el suelo plano. Presione el tubo transversal delantero y el tubo del cojín del asiento quedará completamente plegado.
6. Enrolla la correa retráctil alrededor de la silla y bloquéala.

Ajuste de la profundidad del asiento

1. Determinar la profundidad adecuada del asiento.
2. Para cambiar la profundidad del asiento, conecte el extremo posterior del cojín del asiento y retírelo rápidamente (Figura 4).
3. Desenrosque el tornillo situado en el lateral del tubo del sillín (Figura 5A) y mueva el tubo del sillín hasta el orificio deseado. Vuelva a apretar el tornillo. Consulte la tabla de referencia de profundidad del sillín.
4. Repita el proceso en el otro lado del asiento.
5. Pegue el bloque conector cuadrado trasero al cojín.



MANUAL DE USUARIO

Ajusta el ángulo de tu espalda:

1. Para ajustar el ángulo con respecto al respaldo del asiento, consulte la tabla comparativa de profundidad del asiento.
2. Para recolocar el tubo del respaldo a lo largo del tubo del cojín del asiento, afloje y retire los tornillos de ambos lados del asiento (Figura 4A y Figura 5D) y alinee el tubo del respaldo a lo largo del tubo del cojín del asiento hasta la posición deseada.
3. Vuelva a colocar el perno en su posición original y apriete la tuerca.

Nota: El ángulo del respaldo afectará la profundidad del asiento.



Tabla comparativa de profundidad de asientos				
Ángulo del respaldo	12 pulgadas	14 pulgadas	16 pulgadas	18 pulgadas
85°	11 pulgadas	13 pulgadas	13,5 pulgadas	14,5 pulgadas
90°	10 pulgadas	12 pulgadas	12,5 pulgadas	13,5 pulgadas
95°	Nueve pulgadas	11 pulgadas	11,5 pulgadas	12,5 pulgadas

MANUAL DE USUARIO

Ajuste el cinturón de seguridad protector tipo H y el cinturón pélvico.

1. Coloque al usuario en una silla.
2. Coloque el cinturón pélvico en la posición correcta.
3. Conecte las dos correas del cinturón de seguridad protector en forma de "H" al cinturón de posicionamiento pélvico.
4. Para ajustar la altura del punto de conexión de la correa para el hombro, afloje la perilla del panel posterior y retire el conector del amés de protección en forma de H de la arandela (Figura 7). Coloque el conector del amés de protección en forma de H en la posición deseada y apriételo con la perilla.



MANUAL DE USUARIO

Ajusta el pedal

① Ajustar o quitar el pedal:

1. Extraiga el pasador de bloqueo (Figura 8A).
2. Mueva el tubo de extensión del pie hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.
3. Alinee el orificio del pedal con el orificio del soporte. 4. Vuelva a colocar el pasador de bloqueo en su posición original.



② Ajuste el rango de altura del pedal invirtiendo el tubo de extensión del pedal.

1. Retire el pedal.
2. Retire el tornillo de cabeza hexagonal del tubo del pie (Figura 9A) y tire del conjunto del pie para separarlo del tubo de extensión.
3. Invierta la dirección del tubo de extensión del pedal (Figura 10).
4. Inserte el conjunto del reposapiés en la abertura superior del soporte del pedal.
5. Apriete los tornillos.



MANUAL DE USUARIO

③ Ajuste de profundidad del pedal

1. Afloje los dos sujetadores del pedal (Figura 11A).
2. Deslice el pedal a la posición deseada.
3. Bloquea los dos sujetadores.



Ajuste de la profundidad del cinturón de seguridad

1. Determinar la profundidad adecuada para el usuario.
2. Retire la correa de sujeción del botón (Figura 12A).
3. Inserte la correa de sujeción en la ranura correspondiente.
4. Vuelva a colocar el cinturón en el botón.



MANUAL DE USUARIO

Métodos de mantenimiento y cuidado del producto

1. Antes de usar la silla de ruedas y durante el primer mes, compruebe que todos los tornillos estén bien ajustados. Si alguno está flojo, apriételo inmediatamente. Realice una inspección rutinaria cada tres meses para asegurarse de que todos los componentes funcionan correctamente. Inspeccione todas las tuercas de fijación de la silla de ruedas (especialmente las que sujetan el eje de la rueda trasera). Si detecta alguna floja, ajústela y apriétela de inmediato.
2. Después de mojarse con la lluvia durante su uso, las sillas de ruedas deben secarse inmediatamente. Límpielas regularmente con un paño suave y seco y aplique cera antioxidante para mantener su brillo y buen aspecto. Además, puede usar un paño limpio y lubricado para limpiarlas a fondo y prevenir la oxidación.
3. Compruebe con frecuencia la flexibilidad de los mecanismos móviles y giratorios y aplique lubricantes. Si por algún motivo es necesario desmontar el eje de la rueda, asegúrese de que la tuerca esté bien apretada y no floja al volver a instalarlo.
4. Los pernos de conexión del armazón del asiento de la silla de ruedas están flojos y no deben apretarse.
5. Desinfecte la silla de ruedas al reemplazar a un paciente infectado para evitar que los nuevos usuarios se contagien del virus.
6. Los usuarios que elijan neumáticos inflables deben prestar atención a mantener suficiente aire, de lo contrario conducirán con dificultad y dañarán los neumáticos.
7. El período de garantía del producto es de un año, según la fecha de compra indicada en el recibo.
8. Las siguientes circunstancias no están cubiertas por la garantía gratuita:
 - 1) Piezas consumibles y vulnerables (como el respaldo del asiento, tornillos, arandelas, etc., excepto el esqueleto);
 - 2) Daños causados por no utilizarlo según lo indicado en las instrucciones;
 - 3) Daños causados por caídas o colisiones debidas a factores humanos;
 - 4) Daños causados por otro uso anormal.
9. Si el daño excede el período de garantía o no está cubierto por la garantía, nuestra empresa está dispuesta a brindarle servicios de pago.

Condiciones y métodos especiales de almacenamiento

La silla de ruedas embalada debe almacenarse a una temperatura no superior a -10 °C -40 °C , con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos (como niebla salina, etc.) y en un lugar interior limpio y bien ventilado . El transporte debe realizarse a prueba de humedad, evitando la luz y lejos de fuentes de calor.

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su producto.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review