

ESPAÑOL (AMERICA LATINA)

MANUAL DE ANDADERA PARA ADULTO
CON ASIENTO ANDAFACIL 2 EN 1



ESPAÑOL (AMERICA LATINA)

MANUAL DE ANDADERA PARA ADULTO CON ASIENTO ANDAFACIL 2 EN 1

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier uso de la andadera, asegúrese que la andadera se encuentre en buen estado. En caso de que el producto se encuentre dañado, no lo utilice. El uso de la andadera es bajo responsabilidad propia del usuario.

- Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento durante los descansos.
- Asegúrese de que la andadera esté completamente abierto
- NO exceda la capacidad máxima de peso (130 kg)
- NO se pare en el andador

DESCRIPCIÓN DEL ANDAFACIL ANDADOR

El Andafacil 2 en 1 Andador con asiento está fabricado en resistente aluminio y sirve tanto como andador como silla de transporte

MATERIAL DE LOS COMPONENTES

Armazón: Aluminio
Llantas: Caucho
Agarraderas: Poliuretano
Asiento: Nylon y Polyester

PREPARACION DE USO

Asegurarse de armar correctamente la andadera y en caso de ser necesario, pedir el apoyo de un medico o enfermero para el ajuste de la altura adecuada para el usuario.

ESPECIFICACIONES

Modelo	ADCA2022
Ancho interior de las empuñaduras	198 lb / 50cm
Ancho	30.5 in /53.5cm
Largo	77cm
Altura	40.5-42.5 in / 103-108cm
Medidas del asiento	17.9 x 14.5 in / 45.5x37cm
Altura de la silla	55cm
Llantas delanteras	8 in PU) / 20.3cm
Llantas traseras	12 in (PU) / 30.4cm
Peso neto	22.7lb (10.3kg)
Capacidad de peso	300lb (136kg)

El andador Andafacil 2 en 1 debe ensamblarse antes de su uso. Lea el manual y familiarícese con las piezas.



COMPONENTES



MANUAL DE ANDADERA PARA ADULTO CON ASIENTO ANDAFACIL 2 EN 1

1. Instale las manijas

- Abre y estira el marco principal.
- Inserte el cable del freno y la manija en el tubo del marco.
- Presiona el botón naranja hasta que escuche el clic



2. Inserte el tubo de la rueda delantera

- Inserte el tornillo hexagonal en el orificio hexagonal.
- Inserte la arandela de cinco estrellas en el otro lado
- Apriete la perilla.

3. Instale juegos de llantas traseras

- Inserte el tubo de la rueda trasera y presione el botón para empujar hasta que escuche un clic.
- Inserte el cable del freno en el tubo del marco.



4. Abra el andador

- Empuje el asiento desde los bordes hasta que escuche un clic.
- Verifique dos veces que el andador esté firmemente asegurado y correctamente abierto
- Para plegar el andador, tire de la manija de plástico del asiento.



5. Instale los sujetadores para pararse

- Inserte los tubos del mango en el marco hasta que escuche un clic.



6. Coloque el soporte para bastón y la bolsa de compras.

- Empuje el asiento desde los bordes hasta que escuche un clic.
- Comprueba dos veces que el andador esté firmemente asegurado y correctamente abierto
- Para plegar el andador, tire de la manija de plástico del asiento.

Reposapiés plegable y expandible

- Instale el reposapiés en el marco principal
- Gire los reposapiés según la necesidad.



Reposapiés de altura ajustable

- Desenrosque la perilla
- Presione el botón para ajustar la altura según sea necesario
- Apriete el conocimiento después de los ajustes



Respaldo reversible y acolchado

- Instale el respaldo en la parte delantera o trasera para usarlo como andador o silla de llantas según sea necesario



INSTALL



RELEASE



LIMPIEZA

La andadera Andafacil debe de ser limpiada con un trapo húmedo. Utilizar un limpiador desinfectante en caso de ser requerido. La andadera debe de ser completamente secada antes de volver a utilizarla para evitar riesgos de operación.

MANTENIMIENTO

A través del tiempo los frenos pueden necesitar un ajuste. En caso de que los cables se sientan flojos, ajustarlos de igual manera que se ajustan los frenos de una Bicicleta. Asegurarse que los frenos y las agarraderas estén bien ajustadas en todo momento.

El mantenimiento debe de llevarse de la siguiente manera:

SEMANAL

- Checar el funcionamiento de los frenos
- Checar que las llantas estén ajustadas

PERIODICAMENTE

- Checar las agarraderas
- Asegurarse que los tornillos estén justos
- Asegurarse que las llantas estén ajustadas



Gracias por tu compra. Esperamos disfrutes tu andadera Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la pagina o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu calificación a contacto@Andafacil.com o al WhatsApp 6622389950 y te enviaremos tu tarjeta de regalo.

ENGLISH (NORTH AMERICA)

ANDAFACIL 2 IN 1 ROLLATOR WITH SEAT



ANDAFACIL 2 IN 1 ROLLATOR WITH SEAT USER MANUAL

WARNINGS

Before making any use of the walker, make sure that the walker is in good condition. In case the product is damaged, do not use it. Users are responsible for the use of the upright walker.

- The brakes must be in locked position before sitting on the seat during rests
- Ensure that the Walker is fully opened
- Do NOT exceed the maximum weight capacity (300lb)
- Do NOT stand on the walker

DESCRIPTION OF THE ANDAFACIL WALKER

The Andafacil 2 in 1 Rollator with seat is made of resistant aluminum and it works both as a Walker and as a transpor chair

COMPONENT MATERIAL

Frame: Aluminum
Tires: Rubber
Handles: Polyurethane
Seat: Nylon and Polyester

PREPARATION FOR USE

Make sure to assemble the walker correctly and, if necessary, ask for the support of a doctor or nurse to adjust the appropriate height for the user.

SPECIFICATIONS

Model	ADCA2022
Width inside hand grips	198 lb / 50cm
Overall width	30.5 in /53.5cm
Overall length	77cm
Adjustable height	40.5-42.5 in / 103-108cm
Seat area	17.9 x 14.5 in / 45.5x37cm
Seat height	55cm
Front wheel	8 in PU) / 20.3cm
Rear wheel	12 in (PU) / 30.4cm
Net weight	22.7lb (10.3kg)
Weight capacity	300lb (136kg)

The Andafacil 2 in 1 rollator needs to be assembled before use. Please read the manual and familiarize yourself with the parts.



COMPONENTS



ANDAFACIL 2 IN 1 ROLLATOR WITH SEAT USER MANUAL

1. Install Handles

- Open and stretch the main frame.
- Insert the brake cable and handle into the frame tube.
- Press the orange button until you hear the click



2. Insert the front Wheel tube

- Insert the hexagonal screw in the hexagonal hole.
- Insert the washer five star know in the other side
- Tighten the knob.

3. Install rear Wheel sets

- Insert the tube of the rear Wheel and press the button to push in until you hear a click.
- Insert the brake cable into the frame tube.



4. Open the rollator

- Push on the seat from the edges until you hear a click.
- Doble check that the rollator is firmly secured and properly opened
- To fold the rollator, pull the plastic handle on the seat.

5. Install the stand-up handles

- Insert the handle tubes into the frame until you hear a click.



6. Attach the cane holder and shopping bag

- Push on the seat from the edges until you hear a click.
- Double check that the rollator is firmly secured and properly opened
- To fold the rollator, pull the plastic handle on the seat.

Foldable & Expandable Footrest

- Install the footrest to the main frame
- Rotate footrests depending on need



Adjustable Height Footrest

- Unscrew the knob
- Push the button to adjust height as needed
- Tighten back the knob after adjustments



Reversible and padded backrest

- Install backrest to the front or to the back to use as Walker or wheelchair as needed



INSTALL



RELEASE



CLEANING

The Andafacil walker should be cleaned with a damp cloth. Use a disinfectant cleaner if required. The walker must be completely dried before using it again to avoid operating risks.

MAINTENANCE

Over time the brakes may need adjustment. If the cables feel loose, adjust them the same way you adjust the brakes on a Bicycle. Make sure brakes and handgrips are properly always adjusted.

Maintenance must be carried out as follows:

WEEKLY

- Check the operation of the brakes
- Check that the tires are tight

PERIODICALLY

- Check the handles
- Make sure the screws are tight
- Make sure the tires are tight



Thanks for your purchase. We hope you enjoy your Andafacil walker.

Support us with a rating on the platforms and networks and you will receive a special gift from us



Visit the page or scan the QR code to get started
www.andafacil.com/review



Send us a photo or screenshot of your review to contacto@andafacil.com or WhatsApp +526622389950 and we will send you your gift.