



Manual de usuario

Le explicamos cómo usar, plegar y cuidar su andadera, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

Paiseec R1 – Andadera Rollator 2 en 1

SKU: AF-PR1-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su andadera.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo usar, plegar y cuidar su andadera. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

136 kg

capacidad

11 kg

de aluminio

94–109

cm de manubrio

5 kg

en la canastilla



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafpr1x1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su andadera	5
Cómo usarla	6	Plegar, guardar y viajar	7
Especificaciones	8	Garantía, devoluciones y soporte	9

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

☐ Andadera Paiseec R1 (con asiento, respaldo y canastilla)

☐ Bolsa de almacenamiento

☐ Certificado

☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su andadera por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.



1 Despléguela

Ábrala hasta que quede firme sobre sus cuatro ruedas.

2

2 Ajuste el manubrio

A una altura cómoda para usted, entre 94 y 109 cm.



3 Aprenda los frenos

Hacia arriba frena; hacia abajo queda estacionada.



4 Estacione antes de sentarse

Ponga el freno de estacionamiento cada vez que se siente.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su andadera.

s.andafacil.com/videoafpr1x1



3

Su seguridad primero

Lea estas indicaciones antes del primer uso. Si alguien más la va a usar o a empujar, compártaselas también.


ADVERTENCIA

Soporta hasta 136 kg. Es para una sola persona.


ADVERTENCIA

Antes de sentarse, ponga siempre el freno de estacionamiento en las dos manijas. Así la andadera no se mueve.


ATENCIÓN

La canastilla carga como máximo 5 kg.

4

Conozca su andadera

- Marco de aluminio: ligera, pesa 11 kg.
- Manubrio ajustable en altura, de 94 a 109 cm.
- Asiento acolchado con respaldo, a una altura de 56 a 61 cm.
- Dos manijas de freno, con freno normal y freno de estacionamiento.
- Ruedas de 10" adelante y 8" atrás, que ayudan a subir banquetas.
- Canastilla removible bajo el asiento.

Dos usos en uno

Uso	Cómo
Como andadera	Camine detrás, apoyado en el manubrio a la altura que le acomode.

Uso	Cómo
Como silla	Ponga el freno de estacionamiento y siéntese a descansar. También sirve para un traslado corto empujado por otra persona.

5 Cómo usarla

Los frenos

1

Para frenar al caminar

Jale las manijas de freno hacia arriba, hacia el manubrio.



2

Para estacionarla

Empuje las manijas hacia abajo hasta que se queden fijas. Así la andadera no se mueve.



3

Para volver a caminar

Regrese las manijas a su posición normal antes de avanzar.

Para sentarse a descansar

1

Estaciónela

Ponga el freno de estacionamiento en las dos manijas.

2

Siéntese

Con calma, bien atrás en el asiento, apoyando la espalda en el respaldo.

3

Antes de levantarse

Deje el freno puesto hasta estar de pie y apoyado en el manubrio.



CONSEJO DE DON ANDY

Ajuste el manubrio a su medida: así camina derecho y con los brazos cómodos. Si necesita ayuda para ajustarlo, escribanos.

La canastilla

Úsela para el súper o la farmacia. Se puede quitar y poner. No le ponga más de 5 kg.

6

Plegar, guardar y viajar

Levante la manija

1

La que está sobre el cojín del asiento. La andadera se pliega en un solo movimiento.

Plegada mide 66 × 25 × 94 cm y cabe en la cajuela. Incluye una bolsa para guardarla.



CONSEJO DE DON ANDY

Pesa solo 11 kg: puede subirla a la cajuela y llevarla a donde vaya.

Característica	Valor
Tipo	Rollator 2 en 1: andadera + silla con respaldo
Capacidad máxima	136 kg
Peso	11 kg
Material	Aluminio
Medidas abierta (largo × ancho × alto)	96.5 × 63.5 × 94 – 109 cm
Medidas plegada	66 × 25 × 94 cm
Altura del manubrio	94 – 109 cm, ajustable
Altura del asiento	56 – 61 cm
Asiento (ancho × fondo)	43 × 23 cm
Ruedas	PVC · 10" delanteras · 8" traseras
Frenos	En las manijas: freno normal y de estacionamiento
Canastilla	Removible, hasta 5 kg

Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafpr1x1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su andadera? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafpr1x1



Movilidad sin límites