



Manual de usuario

Le explicamos cómo ajustar, usar, frenar y llevar su andadera de rodilla, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

**Andafacil® KneeRide Pro –
Andadera de Rodilla**

SKU: AFKRP-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su andadera de rodilla.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo ajustar, usar, frenar y llevar su andadera de rodilla. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

136 kg

capacidad máxima

83–113

cm de altura del
manubrio

44–57

cm de altura del apoyo

25.4 cm

llantas todo terreno

¿Tiene una pregunta? Escriba a MarIA por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafkrpx1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su andadera de rodilla	6
Cómo usarla	7	Especificaciones	9
Garantía, devoluciones y soporte	10		

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- ☐ Andadera de rodilla KneeRide Pro
- ☐ Bolsa impermeable para el manubrio

☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su andadera de rodilla por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.

1

1 Ajuste las alturas

Manubrio y apoyo de rodilla, para una postura cómoda.

2

2 Apoye la pierna

Rodilla y pantorrilla sobre el cojín dual.

3

3 Impúlsese

Avance empujando con la pierna libre.

4

4 Frene y ponga el seguro

Frene con el freno de mano y ponga el seguro cada vez que se detenga.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su andadera de rodilla.

s.andafacil.com/videoafkrpx1



3

Su seguridad primero

Lea estas indicaciones antes de usar su andadera de rodilla por primera vez. Si alguien le va a acompañar, compártaselas también.



ADVERTENCIA

La andadera soporta hasta 136 kg. No exceda este peso.

- Antes de usarla, revise que esté completa y sin daños. Si nota algo raro, no la use y escríbanos.
- Ajuste el manubrio y el apoyo de rodilla antes de subirse.
- En rampas y bajadas, controle la velocidad con el freno de mano.
- Ponga el seguro cada vez que se detenga.



ADVERTENCIA

No se suba ni se baje de la andadera sin poner antes el seguro del freno: la andadera puede rodar.



CONSEJO DE DON ANDY

Las primeras veces, practique en un lugar plano y despejado hasta sentirse con confianza.

4

Conozca su andadera de rodilla

Su KneeRide Pro le permite moverse apoyando la pierna lesionada, con más estabilidad que unas muletas, mientras recupera su movilidad en casa o en exteriores.



Andafacil® KneeRide Pro

- Manubrio ergonómico con freno de mano y seguro de estacionamiento.
- Soporte dual 2 en 1: cojín acolchado para la rodilla y apoyo para la pantorrilla. Así el apoyo se reparte en toda la pierna.
- Cuatro llantas de caucho todo terreno de 25.4 cm.
- Marco plegable para guardarla y transportarla.
- Bolsa impermeable en el manubrio para llevar sus cosas.

5

Cómo usarla

Ajuste las alturas

1

Suba o baje el manubrio (83 a 113 cm) y el apoyo de rodilla (44 a 57 cm) hasta lograr una postura cómoda.

2

Ponga el seguro

Antes de subirse, ponga el seguro del freno para que la andadera no ruede.

3

Apoye la pierna

Coloque la rodilla y la pantorrilla de la pierna lesionada sobre el cojín dual y sujete el manubrio con las dos manos.

4

Quite el seguro e impúlsese

Avance empujando con la pierna libre, a un paso cómodo.

5

Frene

Apriete el freno de mano para bajar la velocidad o detenerse. Al parar, ponga el seguro.



CONSEJO DE DON ANDY

En rampas y bajadas, vaya despacio y controle la velocidad con el freno.

Llévela a todas partes

- Todo terreno: sus cuatro llantas ruedan en banqueta, grava y pasto, dentro y fuera de casa.

- Plegable: se dobla para guardarla en la cajuela o en el clóset.
- Bolsa impermeable: en el manubrio, para llevar sus cosas protegidas de la lluvia.



CONSEJO DE DON ANDY

Usted marca el camino: con su KneeRide Pro puede seguir con sus actividades mientras se recupera.

6

Especificaciones

Característica	Valor
Tipo	Andadera de rodilla plegable, 4 llantas todo terreno
Capacidad máxima	136 kg
Altura del manubrio	83 – 113 cm (ajustable)
Altura del apoyo de rodilla	44 – 57 cm (ajustable)
Medidas (largo × ancho × alto)	102 × 45 × 113 cm
Llantas	Delanteras y traseras de 25.4 cm (10") · caucho todo terreno
Frenos	Freno de tambor accionado desde el manubrio
Apoyo	Cojín dual acolchado para rodilla y pantorrilla
Plegado	Marco plegable para guardar y transportar
Incluye	Bolsa impermeable para manubrio
Color	Azul con negro

7

Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafkrpx1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su andadera de rodilla? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafkrpx1



Movilidad sin límites