

Andafacil® StandUp Light

Silla de ruedas manual con función eléctrica para ponerse de pie

SKU: AFSUPL-X1

Silla de ruedas manual de aluminio con actuador eléctrico que lleva al usuario de sentado a de pie con un control de dos botones. Soporte de rodillas, plataforma de pies y ruedas antivuelco.



SOPORTA
HASTA
120 KG



Capacidad máxima

120 kg



Peso del producto

35.5 kg



Ancho del asiento

44 cm



Función de pie

Eléctrica

Especificaciones técnicas

Tipo	Silla de ruedas manual bipedestadora con elevación eléctrica
Armazón	Aluminio de alta resistencia con componentes de acero
Capacidad máxima	120 kg
Peso del producto	35.5 kg
Dimensiones (L x An x Al)	107.5 x 66 x 103.5 cm
Asiento	44 cm ancho · 45 cm profundidad · 54.5 cm altura
Llantas delanteras	20 cm (8") · giratorias, resistentes al desgaste
Llantas traseras	62.5 cm (24.6") · sólidas, con aros de propulsión
Propulsión	Manual, con aros en las ruedas traseras
Bipedestación	Motor eléctrico con control de mano de 2 botones (subir / bajar)
Batería	Recargable 25.6 V · 2 Ah · cargador incluido
Frenos	Manuales de estacionamiento
Sujeción	Soportes de rodilla acolchados, arnés de pecho, plataforma de pies
Respaldo	Ergonómico, con curvatura lumbar
Incluye	Control de mano, cargador, reposabrazos, ruedas antivuelco
Empaque aprox.	107.5 x 66 x 103.5 cm · 38 kg

Características destacadas



De sentado a de pie con un botón

El actuador eléctrico eleva asiento y respaldo de forma gradual; otro botón regresa a sentado.



Propulsión manual con aros

Ruedas traseras de 62.5 cm con aros: el usuario se desplaza por sí mismo, sin joystick de manejo.



Soporte de rodillas y arnés de pecho

Sujeción acolchada y plataforma reforzada de pies para mantener la postura de pie con seguridad.



Antivuelco y frenos manuales

Ruedas antivuelco traseras y freno de un solo botón; ruedas de desmontaje rápido para transporte.



Sitio web:
www.andafacil.com



WhatsApp:
+52 55 9990 2396

Las especificaciones pueden variar ligeramente según lote o configuración. Para cotización, disponibilidad y soporte, consulta directamente a **ANDAFACIL**. Uso bajo supervisión; siga el manual. No es dispositivo médico registrado ante COFEPRIS.